2024年检验试剂采购计划表						
序号	试剂名称	适用机型	规格	单位	预估数量	
1	M-5 LEO(I)溶血剂(中 文/1L×4)	迈瑞血球仪 5390	1L * 4瓶	箱	4	
2	M-5 LEO(II)溶血剂 (中文500ml*4)	迈瑞血球仪 5390	500m1 * 4瓶	箱	8	
3	M-53LH 溶血剂(中文 /500m1×4)	迈瑞血球仪 5390	500m1 * 4瓶	箱	8	
4	M-5D稀释液(中文 /20L×1)	迈瑞血球仪 5390	20L×1	箱	15	
5	探头清洁液(中文 /50mL×1)	迈瑞血球仪 5390	$50 \mathrm{mL} imes 1$	盒	17	
6	LC溶血剂(中文 /200mL×1)	迈瑞血球仪 5390	200mL * 1瓶	盒	8	
7	BC-5D质控物(国内 中 值	迈瑞血球仪 5390	3mL	支	12	
8	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	10	
9	天门冬氨酸氨基转移 酶(AST)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	10	
10	尿素 (UREA)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	8	
11	肌酐(CRBA=S)	迈瑞生化仪 BS830	2*27+1*18	盒	12	
12	尿酸 (UA)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	10	
13	甘油三脂(TG)	迈瑞生化仪 BS830	4*40	盒	8	
14	总胆固醇(TC)	迈瑞生化仪 BS830	4*40	盒	8	
15	高密度脂蛋自胆固醇 (HDL-C)	迈瑞生化仪 BS830	1*40+1*14	盒	12	
16	低密度脂蛋自胆固醇 (LDL=C)	迈瑞生化仪 BS830	1*40+1*14	盒	15	

17	葡葡糖(Glu-0)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	8
18	总蛋白(TP)	迈瑞生化仪 BS830	4*40	盒	8
19	白蛋白(ALB)	迈瑞生化仪 BS830	4*40	盒	8
20	总胆红素(T-bi1-V)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	9
21	直接胆红素(D-bi1-V)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	9
22	γ-谷氨酰转移酶(γ- GT)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	9
23	碱性磷酸酶(ALP)	迈瑞生化仪 BS830	4 * 35+2 * 18	盒	11
24	生化分析仪用清洗液 CD80	迈瑞生化仪 BS830	2L * 6桶/箱	箱	2
25	生化免疫分析仪用清 洗液A	迈瑞生化仪 BS830	55m1 * 6瓶/盒	盒	4
26	生化免疫分析仪用清 洗液B	迈瑞生化仪 BS30	55m1 * 6瓶/盒	盒	4
27	常规生化复合校准品	迈瑞生化仪 BS830	3m1	支	2
28	脂类校准品	迈瑞生化仪 BS830	1ml	支	8
29	生化复合定值质控品(水平	迈瑞生化仪 BS830	5ml	支	10
30	糖化血红蛋白质控品(低值)	迈瑞生化仪 BS830	4*1m1	盒	4
31	糖化血红蛋白质控品(高值)	迈瑞生化仪 BS830	4*1m1	盒	4
32	糖化血红蛋白试剂(含校准品)	迈瑞生化仪 BS830	1*40+1*15+样本处 理液1*200+2*1	盒	10
33	尿液分析试纸条(干化 学法)	中元u1600	11项, 100条/筒	筒	37
34	清洗液	中元u1600	D12,200m1/瓶	瓶	10

35	关机清洗液	中元u1600	D21,100ml/瓶	瓶	10
36	洗脱液A(HPLC)	普门H6	800m1	盒	18
37	洗脱液B(HPLC)	普门H6	400ml	盒	18
38	溶血剂 H	普门H6	2500ml	盒	12
39	层析柱	普门H6	1根/盒	盒	2
40	糖化血红蛋白质控品	普门H6	2*0.1m1/盒	盒	10
41	人绒毛膜促性腺激素(hCG) 检测试剂(胶体金法)		100人份	盒	1
42	乙肝五项检测卡 (胶体金法)		卡型: 25人份	盒	10
43	超敏C反应蛋白(hs- CRP)测定试剂盒(乳胶 增强免疫散射比浊法)	迈瑞血球仪 5390	50ml R:2*25ml	盒	6
44	呼吸道五联试剂盒		40人份/盒	盒	2
45	甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测 试剂盒 (胶体金法)		卡型: 20人份/盒	盒	3
46	粪便隐血试纸		25人份/盒	盒	10
47	登革热检测试剂		需不同品牌做对照实验(25人份/盒)	盒	3
48	登革热检测试剂		需不同品牌做对照 实验(25人份/盒)	盒	1